

# MEDIT *i600*



**straumann**group  
Digital Solutions





---

**L'odontoiatria digitale  
nelle tue mani**

# **Straordinaria esperienza di scansione**

## **Leggero,**

Soli 245g di peso, con impugnatura migliorata per la massima comodità.

## **Fluida,**

La velocità migliorata e le immagini di scansione ottimali offrono un'esperienza di scansione più fluida, indipendentemente dalle specifiche del PC.

## **Vivido,**

Trasmette dati di scansione vividi tramite il nuovo sistema ottico utilizzato nel Medit *i700*.

# **La mente dell'*i700* con una nota di colore**

## **Incredibilmente accurato, leggero e fluido**

Il flusso di lavoro digitale inizia con dati accurati. Medit *i600* acquisisce i dati in modo preciso, per una comoda esperienza di odontoiatria digitale.

### **\*Elevata accuratezza**

**Accuratezza dell'arcata completa:  $10.9 \mu\text{m} \pm 0.98$**

\*Acquisisce dati di scansione accurati dal segmento anteriore alla superficie oclusale.

# Il più semplice. Il più agevole.

Acquisisci il controllo totale della tua scansione con un solo clic. Non c'è bisogno di tanti cavi e hub!  
Collega e scansiona in modo semplice utilizzando un solo cavo per il collegamento diretto con un PC.



Puntale reversibile a 180°




Pulsante di avvio della scansione



Cavo rimovibile

# Facile come fare una passeggiata

Medit *i600* può essere collegato direttamente al PC utilizzando un solo cavo, eliminando le limitazioni dei dispositivi cablati tra le poltrone e gli studi per una più ampia portata del trattamento tramite scanner.



## Area di scansione più ampia (rispetto all'*i500*)

Un'area di scansione più ampia (15x13mm) acquisisce più dati in un solo passaggio, per un'esperienza di scansione più comoda.

*i600*  *i500*

# Semplifica la scansione

Sperimenta una straordinaria acquisizione di dati digitalizzati con Medit Scan for Clinics. La nostra tecnologia software all'avanguardia rende la scansione più comoda.



Ottieni il massimo dai dati di scansione grazie alle nostre soluzioni software intelligenti.



## Guida scansione intelligente

La guida utente potenziata fornisce assistenza per eventuali anomalie rilevate in fase di scansione.



## Filtro scansione intelligente

Le prestazioni di filtraggio automatico migliorate facilitano il processo di scansione filtrando i tessuti molli come labbra, guance e lingua



## Filtro colore intelligente

Filtra automaticamente i colori registrati, come quello dei guanti medicali, durante la scansione.



## Cucitura intelligente

Scansiona con la tua personale strategia di scansione. I dati di scansione frammentati vengono allineati con l'area comune rilevata automaticamente.

# Pazienti più soddisfatti

---

Il trattamento con dati accurati contribuisce a migliorare la soddisfazione per il protocollo digitale. Anche la consultazione tramite le immagini 3D e le varie applicazioni di Medit migliora la soddisfazione generale dell'esperienza odontoiatrica.

## Aumenta la produttività sulla poltrona


Non dovrai più preoccuparti del costo aggiuntivo derivante dall'utilizzo di programmi e sistemi complessi! L'eterogeneità delle app Medit rende il trattamento più agevole, semplice e comodo!





# Per \_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_ ogni studio

Che tu sia un principiante nel campo dell'odontoiatria digitale o che stia cercando uno scanner aggiuntivo, l'i600 ti renderà un perfetto collaboratore



MEDIT i600

# Specifiche

Categoria		Medit i600
Scanning Technology	Frame di scansione	Fino a 35 FPS
	Tecnologia di imaging	Tecnologia video 3D in motion   Acquisizione streaming 3D full color
	Sorgente LED	LED
	Tecnologia anti-appannamento	Anti-appannamento adattativo
Accuratezza	Arcata completa	10.9µm ± 0.98
Manipolo	Dimensioni	248 x 44 x 47.4 mm
	Peso totale	245 g
Puntale	Dimensioni del puntale	22.2 x 15.9 mm
	Area di scansione	15 x 13 mm
	Autoclavabile	Autoclave 100 volte 121°C 30 mins 134°C 4 mins (tipologia pre-vuoto) 135°C 10 mins (tipologia gravità)
	Puntale reversibile	Sì
Modalità speciale	Modalità controllo remoto	No
	Disinfezione UV-C	No
Connettività		USB 3.1 Gen1

- Le prestazioni possono variare a seconda delle specifiche del PC
- Test di accuratezza dello scanner i600 a cura del dipartimento R&D Medit
- Puntale per 150 cicli in autoclave venduto separatamente

Scansionare il codice QR per i requisiti di sistema aggiornati. >>



# Chi siamo

Medit è specializzata in misurazioni 3D e soluzioni CAD/CAM per studi e laboratori dentistici, inclusi scanner intraorali, basate sulla propria tecnologia brevettata e all'avanguardia. Sviluppiamo anche soluzioni di piattaforma per l'odontoiatria digitale, supportando flussi di lavoro collaborativi. In aggiunta, la linea Solutionix fornisce scanner 3D e software al mercato industriale. Il nostro obiettivo è mettere a disposizione una tecnologia innovativa e prodotti di massima qualità per garantire una crescita comune a tutti i partner.

## La nostra community Medit

Feedback continui, suggerimenti relativi a nuovi flussi di lavoro terapeutici e discussioni attive.

Dai dibattiti accesi alle chiacchierate leggere, la community di Medit è sempre vivace grazie ai nostri appassionati clienti.

Collegli di tutto il mondo si supportano attivamente, si aiutano a vicenda e sono lieti di dare il benvenuto ai nuovi colleghi nel mondo dell'odontoiatria digitale.

Scansiona il codice QR per partecipare!

Medit e la sua community di colleghi ti supportano e ti augurano un buon viaggio nel mondo dell'odontoiatria digitale.



Gruppo di  
utenti



Medit  
Academy



Centro  
assistenza



[www.medit.com](http://www.medit.com)

**Distributor:**

International Headquarters  
Institut Straumann AG  
Peter Merian-Weg 12  
CH-4002 Basel, Switzerland  
[www.straumann.com](http://www.straumann.com)